

BÁSCULA PARA PERSONAS DE COLUMNA

REFERENCIA DEL PRODUCTO 7830/7831

Medicina, Salud y Bienestar



- > Fácil de usar, cómodo tamaño de la pantalla
- > Carga máxima: 250 Kg
- > 7831 con tallímetro integrado e indicador BMI
- > Gran plataforma

BÁSCULA PARA PERSONAS DE COLUMNA

REFERENCIA DEL PRODUCTO 7830/7831

Características

Una báscula de gran demanda. La pantalla se activa automáticamente cuando se presiona la plataforma y el peso se indica con dígitos en color rojo. La báscula 7831 además ofrece la posibilidad de medir la talla mediante su tallímetro integrado y calcula el índice de masa corporal automáticamente.

Su cómodo manejo convence tanto a farmacias como a centros distribuidores de material médico, hoteles y centros de fitness y belleza.

Design:

- > 7831: incluye tallímetro e indicador de BMI
- > Rango de medida del tallímetro 120-202 cm
- > Dimensiones de la plataforma: 365x490x1.280 mm
- > Superficie antideslizante
- > Sin teclado en la pantalla de cristal
- > Muy Fácil para operar
- > Perfectas condiciones de limpieza
- > Botón de tara en la parte trasera de la pantalla
- > Indicador hecho de cristal (grosor del cristal 8mm)
- > Indicador LED de 5 dígitos
- > Tamaño de los dígitos: 15mm

Datos técnicos:

- > Voltage: 230 V
- > Función de auto-apagado
- > USB bidireccional para PC/EDPP opcional
- > Opción de pila de acumulador

Información para realizar el pedido

Código del Producto	Versión	Carga máxima	División	Dimensiones	Peso
		kg	g	mm	kg
7830.30.001	Sin tallímetro	250	100	365 x 490 x 890	14,1
7831.30.001	Con tallímetro	250	100	365 x 490 x 1.280	17,2

Su comerciante especializado de Soehnle Professional:

www.soehnle-professional.com